

<b>QMS</b>	<b>Betriebs- anweisung</b> nach §14 GefStoffV und § 12 BiostoffV	BA-506-QMS-05.04.2018
		<b>PD Instrumentenbad</b>

Verantwortlich/Fachbereich: Dr. E.Keller, QM/RA

### GELTUNGSBEREICH

**Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung von zahnärztlichem  
Instrumentarium**

### GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

**Inhaltsstoffe:** **Cocospropyldiaminguanidindiacetat**  
**Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid**  
**Ethanol**  
**Tridecylethoxylat**  
**Propan-2-ol**  
**N-Dodecylpropan-1,3-diamin**

### GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



- Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
- Sehr giftig für Wasserorganismen.
- WGK 2: Nicht in die Kanalisation / Oberflächenwasser / Grundwasser gelangen lassen. Eindringen in den Untergrund vermeiden.

### SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- **Lagerung:** Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern.
- Vor Sonneneinstrahlung und Hitze schützen. Behälter dicht geschlossen halten.
- Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- **Handhabung:**
  - Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
  - Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
  - Dämpfe nicht einatmen.
  - Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Eindringen in den Untergrund vermeiden.
  - Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.
- **Augenschutz:** Dichtschließende Schutzbrille tragen.
- **Handschutz:** Schutzhandschuhe tragen.

### VERHALTEN IM GEFAHRFALL



**110/112**

- Nach **Verschütten/Auslaufen:** Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen und in geeigneten Behältern entsorgen.
- Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschüttetes Produkt.
- Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
- Für ausreichende Lüftung sorgen.
- **Im Brandfall:** mit alkoholbeständiger Schaum, Löschpulver, Kohlendioxid(CO<sub>2</sub>) löschen. Ungeeignet: Wasservollstrahl
- Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen und persönliche Schutzausrüstung verwenden.
- Fluchtweg: Richtungsweiser beachten.

<b>QMS</b>	<b>Betriebs- anweisung</b> nach §14 GefStoffV und § 12 BiostoffV	BA-506-QMS-05.04.2018
		<b>PD Instrumentenbad</b>

### VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE



**Notruf  
110/112**

- Nach Augenkontakt: Kontaktlinsen entfernen. Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken: KEIN Erbrechen herbeiführen. Mund mit Wasser ausspülen. Kleine Mengen Wasser trinken lassen. Arzt aufsuchen.
- Nach Einatmen: Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

### SACHGERECHTE ENTSORGUNG

- Bei der Entsorgung angesetzter Desinfektionslösungen ist entsprechend den regionalen behördlichen Vorschriften und Regelungen sowie den aktuellen Umweltgesetzen zu verfahren.
- Produkt gemäß der aufgeführten EAK-Nr. (Europäischer Abfallkatalog) entsorgen. Abfallschlüssel-Nr.: EAK 070601
- Verpackungen nach Restentleerung der Wertstoffsammlung zuführen.
- Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- 1903 DESINFEKTIONSMITTEL, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G.  
(Cocospropylendiaminguanidiniumdiacetat, Alkyl(C12-16)  
dimethylbenzylammoniumchlorid)

### KENNTNISNAHME

Ich habe die Betriebsanweisung zur Kenntnis genommen.

Datum

Name

Unterschrift