

Verantwortlich/Fachbereich: Dr. E. Keller, QM/RA

GELTUNGSBEREICH**Gebrauchsfertige Lösung zur Tauchdesinfektion von Abformmaterialien****GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG****Inhaltsstoffe: Glutaraldehyd****GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT****Achtung**

- Verursacht Hautreizungen.
- Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Verursacht schwere Augenreizung.
- Kann die Atemwege reizen
- WGK 2: deutlich wassergefährdend
Eindringen in den Untergrund vermeiden.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- **Lagerung:** Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern.
- Vor Sonneneinstrahlung und Hitze schützen. Behälter dicht geschlossen halten.
- Für angemessene Lüftung sorgen.
- **Handhabung:**
- Für ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den Arbeitsräumen sorgen.
- Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
- Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
- Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.
- **Augenschutz:** Dichtschließende Schutzbrille tragen.
- **Handschutz:** Schutzhandschuhe tragen.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL**110/112**

- Nach **Verschütten/Auslaufen:** Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl).
- Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
- Für ausreichende Lüftung sorgen.
- **Im Brandfall:** mit alkoholbeständiger Schaum, Löschpulver, Kohlendioxid(CO₂) löschen. Ungeeignet: Wasservollstrahl
- Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen und persönliche Schutzausrüstung verwenden.
- Fluchtweg: Richtungsweiser beachten

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE**Notruf
110/112**

- Nach Augenkontakt: Kontaktlinsen entfernen. Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen. Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken: Arzt aufsuchen.
- Nach Einatmen: An die frische Luft bringen.
- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

- Bei der Entsorgung ist entsprechend den regionalen behördlichen Vorschriften und Regelungen sowie den aktuellen Umweltgesetzen zu verfahren. Abfallschlüssel: EAK 07 06 01.
- Verpackungen nach Restentleerung der Wertstoffsammlung zuführen.

QMS	Betriebs- anweisung nach §14 GefStoffV und § 12 BiostoffV	BA-510-QMS-09.04.2018
		Pluraclean A

KENNTNISNAHME

Ich habe die Betriebsanweisung zur Kenntnis genommen.

Datum

Name

Unterschrift