

Verantwortlich/Fachbereich: Dr. E.Keller, QM/RA

GELTUNGSBEREICH**Gebrauchsfertige Sprüh- / Wischdesinfektion zur Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigem medizinischen Inventar und Flächen.****GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG****Inhaltsstoffe: Ethanol****GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT****Achtung**

- Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- Bei Augenkontakt kann es zu einer Reizung kommen.
- Dampf/Luft-Gemische sind bei stärkerer Erwärmung explosionsfähig.
- Schwach Wassergefährdend (WGK:1), Eindringen in den Untergrund vermeiden.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- **Lagerung:** Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren.
- Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
- Von offenen Flammen, heißen Oberflächen und Zündquellen fernhalten.
- **Handhabung:**
 - Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen.
 - Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.
 - Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
 - Beschmutzte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung waschen.
- **Hautschutz:** Schutzhandschuhe tragen.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL**110/112**

- Nach **Verschütten/Auslaufen:** Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen und in geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen.
- Bei Entwicklung von Dämpfen Atemschutz verwenden.
- Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
- Für ausreichende Lüftung sorgen.
- Im **Brandfall:** mit alkoholbeständiger Schaum, Löschpulver, Kohlendioxid(CO₂) löschen. Ungeeignet: Wasservollstrahl
- Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen und persönliche Schutzausrüstung verwenden.
- Fluchtweg: Richtungsweiser beachten

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE**Notruf****110/112**

- Nach Augenkontakt: Kontaktlinsen entfernen. Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.
- Nach Verschlucken: Mund ausspülen. Kein Erbrechen einleiten. Sofort Arzt hinzuziehen.
- Nach Einatmen: An die frische Luft bringen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt: Mit viel Wasser abwaschen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

- Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
- UN1987 ALKOHOLE, N.A.G. (Ethanol)

QMS	Betriebs- anweisung nach §14 GefStoffV und § 12 BiostoffV	BA-526-QMS-02.12.2015
		Plurazid Sensitiv (inkl. Varianten)

KENNTNISNAHME

Ich habe die Betriebsanweisung zur Kenntnis genommen.

Datum

Name

Unterschrift