

Verantwortlich/Fachbereich: Dr. E. Keller, QM/RA

GELTUNGSBEREICH**Härterpaste für zahnärztliche Silikon-Abformmaterialien****GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG**

Inhaltsstoffe:

- Silane**
- Diocetylzinndilaurat**
- Diocetylzinnacetylacetonat**
- Aroma Gemisch**

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

ACHTUNG



- Verursacht Hautreizungen.
- Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Kann die Organe schädigen
- Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- WGK 2: wassergefährdend -> Nicht in die Kanalisation /Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- **Lagerung:**
 - Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
 - Unter Verschluss aufbewahren.
- **Handhabung:**
 - Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
 - Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
 - Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
 - Berührung mit Augen und Haut vermeiden.
 - Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
 - **Handschutz:** Einmalhandschuh tragen.
 - **Augenschutz:** Beim Umfüllen Schutzbrille empfehlenswert.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

110/112

- Nach **Verschütten/Auslaufen:** Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen.
- Für ausreichende Lüftung sorgen.
- Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen. Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.
- Im **Brandfall:** mit Kohlendioxid(CO₂), Löschpulver, Wassersprühstrahl löschen.
- Fluchtweg: Richtungsweiser beachten

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFENotruf
110/112

- Nach Einatmen: Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen. Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.
- Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen.
- Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

QMS	Betriebs- anweisung nach §14 GefStoffV und § 12 BiostoffV	BA-528-QMS-07.12.2015
		Pluradent Silikon-Pastenhärter

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

- Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden.
- Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
- Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.

KENNTNISNAHME

Ich habe die Betriebsanweisung zur Kenntnis genommen.

Datum

Name

Unterschrift