

QMS	Betriebsanweisung nach §14 GefStoffV und § 12 BiostoffV	BA-543-QMS-29.06.18
		Pluracore DC Basis & Katalysator



Verantwortlich/Fachbereich: Dr. E. Keller, QM/RA

GELTUNGSBEREICH

Dualhärtendes, fließfähiges, adhäsives Stumpfaufbau- und Wurzelstiftbefestigungssystem auf Composite-Basis zum adhäsiven Stumpfaufbau von vitalen und devitalen Zähnen sowie zur Befestigung von faserverstärkten Wurzelstiften.

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Inhaltsstoffe: **Urethandimethacrylat**
DDDMA
BIS-GMA
Benzoylperoxid

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



- Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- schwach Wassergefährdend (WGK:1), Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- **Lagerung:** Lagerung bei 4° bis 23°C.
- Vor direkter Sonnenbestrahlung schützen.
- **Handhabung:**
 - Nur für zahnärztlichen Gebrauch.
 - Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
- **Augenschutz:** Schutzbrille tragen.
- **Handschutz:** Schutzhandschuhe tragen.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL



110/112

- Nach **Verschütten/Auslaufen:** Mechanisch aufnehmen.
- Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- Im **Brandfall:** Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
- Fluchtweg: Richtungsweiser beachten.

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE



Notruf
110/112

- Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- Nach Einatmen: Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

- Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden.
- Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.
- Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

KENNTNISNAHME

Ich habe die Betriebsanweisung zur Kenntnis genommen.

Datum

Name

Unterschrift