

Verantwortlich/Fachbereich: Dr. E. Keller, QM/RA

GELTUNGSBEREICH**Staubfreies Pulver auf Alginatbasis zur Herstellung von
Präzisionsabformungen****GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG**

Inhaltsstoffe:

- Diatomaceous earth (Kieselguhr)**
- Cristobalite**
- Potassium fluorotitanate**
- Trisodium phosphate**
- Tetrasodium pyrophosphate**

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- WGK 1: schwach wassergefährdend → Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- **Lagerung:**
- Staubbildung vermeiden.
- **Handhabung:**
- Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
- Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
- **Handschutz:** Einmalhandschuh tragen.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL**110/112**

- Nach **Verschütten/Auslaufen:** Mechanisch aufnehmen.
- Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen.
- Im **Brandfall:** mit Kohlendioxid(CO₂), Löschpulver, Wassersprühstrahl löschen.
- Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.
- Fluchtweg: Richtungsweiser beachten

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE**Notruf
110/112**

- Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt: Im Allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
- Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen.
- Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

- Kleinere Mengen können gemeinsam mit Hausmüll deponiert werden.
- Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.
- Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

KENNTNISNAHME

Ich habe die Betriebsanweisung zur Kenntnis genommen.

Datum

Name

Unterschrift