

Verantwortlich/Fachbereich: Dr. E. Keller, QM/RA

GELTUNGSBEREICH**Prothesenkunststoffe auf Basis von Methylmethacrylat zur Herstellung von herausnehmbarem oder festsitzendem Zahnersatz****GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG****Inhaltsstoffe: Methylmethacrylat
Acrylpolymer****GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT****Gefahr**

- Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar
- Verursacht Hautreizungen.
- Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Kann die Atemwege reizen.
- schwach Wassergefährdend (WGK:1),
- Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
- Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.
Explosionsgefahr!

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- **Lagerung:**
 - Behälter dicht geschlossen halten. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.
 - Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel.
 - Pyrophore oder selbsterhitzungsfähige Gefahrstoffe.
 - Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
 - Nicht über 25°C lagern.
- **Handhabung:**
 - Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
 - Staubentwicklung vermeiden. Staub nicht einatmen.
 - Bei der Arbeit nicht essen und trinken.
 - Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
 - Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
 - Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände und Gesicht gründlich waschen.
 - Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
- **Augenschutz:** Dichtschießende Schutzbrille tragen.
- **Handschutz:** Schutzhandschuhe tragen.
- **Atemschutz:** Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.
- **Körperschutz:** Flammenschutzkleidung. Antistatische Schuhe und Arbeitskleidung tragen.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL**110/112**

- Nach **Verschütten/Auslaufen:** Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
- Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
- Persönliche Schutzausrüstung verwenden.
- Für ausreichende Lüftung sorgen.
- Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- Im **Brandfall:** mit alkoholbeständiger Schaum, Löschpulver, Kohlendioxid(CO₂) löschen. Ungeeignet: Wasser
- Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen. Vollschutzanzug.
- Fluchtweg: Richtungsweiser beachten

QMS	Betriebs- anweisung nach §14 GefStoffV und § 12 BiostoffV	BA-556-QMS-26.04.2018
		Pluracryl Press / Xpress

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE



**Notruf
110/112**

- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke Sofort ausziehen.
- Nach Augenkontakt: Bei Augenkontakt die Augen bei geöffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spülen, dann sofort Augenarzt konsultieren.
- Nach Verschlucken: Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Bei Erbrechen Aspirationsgefahr beachten. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- Nach Einatmen: Reichlich Frischluftzufuhr und bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt: Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit Polyethylenglykol, anschließend mit viel Wasser. Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Ärztliche Behandlung notwendig.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

- Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
- Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen. Explosionsgefahr!
- Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
- UN1247 METHYLMETHACRYLAT, MONOMER, STABILISIERT, 3

KENNTNISNAHME

Ich habe die Betriebsanweisung zur Kenntnis genommen.

Datum

Name

Unterschrift