

Verantwortlich/Fachbereich: Dr. E. Keller, QM/RA

GELTUNGSBEREICH**Gebrauchsfertige alkoholische Feuchttücher zur Oberflächendesinfektion von alkoholbeständigen nichtinvasiven Medizinprodukten und Flächen.****GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG****Inhaltsstoffe: Ethanol****GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT**

Gefahr

- Entzündbarer Feststoff.
- Schwach Wassergefährdend (WGK:1) Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- **Lagerung:** Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren.
- Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
- Von offenen Flammen, heißen Oberflächen und Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.
- **Handhabung:**
 - Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.
 - Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
 - Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
 - Augenschutz: dichtschießende Schutzbrille tragen.
 - Handschutz: Schutzhandschuhe (Butyl-, Fluor- oder Natur-Kautschuk) tragen.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL**110/112**

- Nach **Verschütten/Auslaufen:** Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behältern entsorgen.
- Für ausreichende Lüftung sorgen.
- Im **Brandfall:** mit alkoholbeständiger Schaum, Löschpulver, Kohlendioxid (CO₂) löschen.
- Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.
- Fluchtweg: Richtungsweiser beachten

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE**Notruf****110/112**

- Nach Augenkontakt: Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Kontaktlinsen entfernen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
- Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
- Nach Einatmen: Frischluftzufuhr. Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

- Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
- Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden.
- Füllgutreste unter EAK 07 06 99 entsorgen
- UN3175 FESTE STOFFE, DIE ENTZÜNDBARE FLÜSSIGE STOFFE ENTHALTEN, N.A.G. (ETHANOL (ETHYLALKOHOL)), 4.1, II

QMS	Betriebs- anweisung nach §14 GefStoffV und § 12 BiostoffV	BA-559-QMS-19.06.2018
		Plurawipes Wet sensitiv (inkl. Varianten)

KENNTNISNAHME

Ich habe die Betriebsanweisung zur Kenntnis genommen.

Datum

Name

Unterschrift