

| | | |
|------------|--|-----------------------------|
| QMS | Betriebsanweisung nach §14 GefStoffV und § 12 BiostoffV | BA-573-QMS-11.12.2020 |
| | | PD Händedesinfektion |

Verantwortlich/Fachbereich: QM/RA

GELTUNGSBEREICH

Lösung zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Inhaltsstoffe: 2-Propanol-Wasser-Gemisch 70 % (V/V)

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Gefahr

Obwohl es sich bei diesem Produkt um ein nicht kennzeichnungspflichtiges Arzneimittel handelt, empfehlen wir dennoch, das auf freiwilliger Basis angebrachte Gefahrenpiktogramm zu beachten.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Maßnahmen gegen elektrostatisches Aufladen treffen. Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden.



Von offenen Flammen, heißen Oberflächen und Zündquellen fernhalten., Dampf nicht einatmen., Für ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den Arbeitsräumen sorgen.



Handschutz: Spritzschutz: Einmalhandschuh aus Nitrilkautschuk (Schichtdicke: 0,11 mm).

Augenschutz: Falls Spritzer möglich sind, Folgendes tragen: Sicherheitsbrille

Körperschutz: Arbeitskleidung oder Laborkittel.

Atemschutz: Bei Konzentrationen über den AGW-Werten ist ein entsprechendes, geprüftes Atemschutzgerät zu tragen. Atemschutzgerät mit Kombinationsfilter für Dämpfe und Partikel (EN 141)

VERHALTEN IM GEFAHRFALL



110/112

Bei UNFALL, BRANDFALL oder STOFFFREISETZUNG den NOTFALL-und ALARMPPLAN beachten

Brandbekämpfung: Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

Geeignete Löschmittel: Wassersprühstrahl Löschpulver Alkoholbeständiger Schaum Kohlendioxid (CO₂)

Ungeeignete Löschmittel: KEINEN Wasserstrahl einsetzen.

Reinigung/Aufnahme: Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl).

Umweltschutz: Eindringen in den Untergrund vermeiden. **WGK 1**

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE



**Notruf
110/112**

Allgemeine Hinweise: Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Einatmung: An die frische Luft bringen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Augenkontakt: Nach Augenkontakt, Kontaktlinsen entfernen. Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.

Hautkontakt: Vorsorglich mit Wasser und Seife waschen.

Verschlucken: KEIN Erbrechen herbeiführen. Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen.
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Entsorgung von Produktresten in Abstimmung mit dem Abfallbeauftragten.

Abfallschlüssel-Nr.: AVV 070604*

Abfallbeauftragter:

KENNTNISNAHME

Ich habe die Betriebsanweisung zur Kenntnis genommen.

Datum

Name

Unterschrift